


A tőgygyulladás költségei

A tőgygyulladás következtében felmerülő költségek a tehenészeti telepek legnagyobb, de ugyanakkor megelőzhető kiadásai. Az éves felbecsült összeg kb.: 140 €/tehen.

Ez magában foglalja:

- A tejeszteséget
- A tej minőségének romlását, amely az ár 600 csökkenését is jelenti
- Kezelési és állatorvosi költségeket
- A kiöntött tej miatti veszteséget
- A beteg tehenek selejtezését

Éves tejeszteség



A tőgygyulladásos esetek korai felismerése létfontosságú

A fejlettebb országokban a minőségi tejtermelés egyik alapja, hogy a tej szomatikus sejtszáma 200,000/ml alatt legyen. Ezen az értéken felül már a tejtermelők büntetésre és nagyobb költségekre számíthatnak.

A tőgygyulladás költsége egy átlagos tehenészetben

Egy 100 tehénből álló állományban, ahol a tőgygyulladás gyakorisága 65 eset/év és a szomatikus sejtszám 200,000, a tőgygyulladás költsége körülbelül 13,650 €, 16,380 \$, 9,100 £.

	£	e	US \$
Klinikai tőgygyulladás	5,200	7,800	9,360
Büntetés	3,900	5,850	7,020
A tőgygyulladás költsége össz.	9,100	13,650	16,380

A statisztikát készítette Edmondson és Blowey 2001. Árfolyamok: £1= € 1.5 £1= \$ 1.8

A kevésbé egészséges állományra fordított költségek, ennél sokkal nagyobbak is lehetnek.

5 pontos terv a tőgygyulladás hatékony visszaszorítására

- A fejőmesterek higiénijának növelése kesztyű és eldobható tőgytörő papír használatával
- A fejőberendezés és egyéb eszközök megfelelő karbantartása és tisztítása
- A fejés utáni tőgybimbó fertőtlenítés és ápolás
- A klinikai tőgygyulladásos esetek azonnali felismerése, a megfelelő állatorvosi kezelés és a krónikus esetek kiselejtezése
- Apasztásos gyógykezelés

A tőgygyulladás korai felismerése kulcsfontosságú a nagyobb fokú elterjedés megelőzésében és az átfogó tőgygyulladás visszaszorító programban. Biztosítani kell a tehenállomány maximális egészségi állapotát, a tej első osztályú minőségét és a tejtermelés jövedelmezőségét.

Cikkszám: VISION TŐGYGYULLADÁS JELZŐ

AV/2000	Tőgygyulladás jelző (4 db./csomag)
AV/2001	Tőgygyulladás jelző (1 db./csomag)
AV/2002	Tőgygyulladás jelző szűrő betét (2 db./csomag)
AV/2003	Átlátszó ház
AV/2004	„O” gyűrűk (6 db./csomag)

Cikkszám: ORIGINAL TŐGYGYULLADÁS JELZŐ

AMD/001	Tőgygyulladás jelző (4 db./csomag) + Szűrő betét (2 db.)
AMD/005	Tőgygyulladás jelző (1 db./csomag)
AMD/002	Tőgygyulladás jelző szűrő betét (2 db./csomag)
AMD/003	„O” gyűrűk (6 db./csomag)
AMD/006	Átlátszó ház

AMBIC

...A mai kor tejtermelőinek tervezve

Egyéb világszerte elismert AMBIC termékek:



Jetstream tőgypermetező

A legjobb minőséget képviselő, nagy teljesítményű vákuumműködtetésű tőgypermetező berendezés. Az eszköz bővíthető így nagyobb fejőházakban is kiválóan használható.



Tejszűrő

Ez a kiváló tej szűrésére kifejlesztett eszköz költségkímélő, újrafelhasználható rozsdamentes acél szűrőbetéttel rendelkezik



Próbaszész és Bimbófürösztő pohár

Az Ambic által tervezett próbaszész használataival 100%-ban kiszűrhető a tőgygyulladás az előfejes során. Az Ambic minőségi bimbófürösztő poharai kiváló termékek, amelyek garantálják a hosszú élettartamot.



Tejmintavevő

Ez a Nagy-Britannia nemzeti tejfeljegyzéseit figyelembe véve készült, egyedi tejmintavevő eszköz kis mennyiségű, de reprezentatív mintát vesz a fejés alatt.

MAGYARORSZÁGI KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓ:



SHEET No. AV6414 01.04.11

Ambic Equipment Limited
1 Parkside, Avenue Two,
Station Lane, Witney,
Oxfordshire, OX28 4YF England
Tel: +44 (0) 1993 701936/37
Fax: +44 (0) 1993 779039
Email: sales@ambic.co.uk



ISO 9001
FM 09784

© Ambic Equipment Limited 01.04.11

AMBIC

TŐGYGYULLADÁS-JELZŐ

Garantált tőgygyulladás jelzés az év 365 napján



A tőgygyulladás azonnali észlelése



A Nemzeti Tejgazdálkodás Kutatóintézetrel együtt kifejlesztett eredeti, többszörös díjnyertes, tejtömlőbe szerelhető Tőgygyulladás jelző forradalmasította a klinikai tőgygyulladás fejés közbeni észrevételét.

A nagyobb Vision Tőgygyulladás-jelző rendkívül hatékony a túrók tej kimutatásában. Kitűnő tervezéséből adódóan bizonyítottan nem okoz vákuumingadozást fejés alatt a fejőrendszerben.

Azonnali tőgygyulladás észlelés, korai kezelés, gyors termelésbe visszaállítás




- Gyors, percek alatt történő beszerelés
- 100% fejés közbeni tőgygyulladás észlelés
- Használatával a tőgygyulladás szabad szemmel megállapítható
- Költséghatékony – néhány héten belül megtérülő beruházás
- Fölöslegessé teszi a előfejés munkaműveletét
- Alkalmazásával nem csökken a tejáramlás és a vákuum is stabil marad
- A legjobb minőségű, élelmiszeriparilag tesztelt, vegyszereknek ellenálló anyagokból készült
- Mosás alatt nem kell leszerelni

Választható: Eredeti vagy Vision Tőgygyulladás-jelző

Eredeti Tőgygyulladás-jelző

Több mint 20 éve bizonyítottan jól működő modell.

- Kemény rozsdamentes acélból készült, fekete teflon szűrőlap
- Teljesen átlátszó tok a túrók anyag könnyű észrevételéhez
- 13,5 mm-es tejsőbbe szerelhető
- A Világ legnagyobb számban értékesített tőgygyulladás-jelző



Vision Tőgygyulladás-jelző

Az új tökéletesített Vision tőgygyulladás-jelző nagyobb átmérővel és nagyobb fekete szűrőlappal rendelkezik a mosási hatékonyság növelésének és a túrók tej könnyebb kiszűrésének érdekében. A teszt kísérletek igazolják, hogy a berendezés 54%-al hatékonyabbnak bizonyult, mint bármely más a tőgygyulladás kiszűrésére használt eszköz.

A Világ tőgygyulladás szakértőinek ajánlásával.

- Új fekete szűrőlap a túrók anyag könnyebb felismeréséhez és a hatékonyabb mosás érdekében
- Az FDA (Food and Drug Administration) által jóváhagyott élelmiszerbarát termék
- Nagy, átlátszó ház a szűrőlapon megjelenő túrók anyag könnyű észrevételéhez
- 16 mm-es tejtömlőbe szerelhető
- Nagy belső átmérő az vákuumingadozás kiküszöbölésének érdekében
- Egy egyszerű, de nagyon hatékony eszköz